

## Wypróbuj terapię SNAP™

System terapeutyczny SNAP™ łączy w sobie technologię zaawansowanych opatrunków z potwierdzonymi korzyściami<sup>1</sup> podciśnieniowej terapii ran.

**Cichy:** Nie utrudnia wykonywania codziennych czynności<sup>1</sup>

**Dyskretny:** Mieszczące się w kieszeni, lekkie urządzenie, które można ukryć pod ubraniem

**Wygodny:** Jednorazowy system terapeutyczny, gotowy do użycia. Poszczególne komponenty można kupić oddzielnie.



SMART DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

SMART DLA PACJENTÓW


SMART DLA PLACÓWEK

## Stworzony z myślą o prostym zastosowaniu zaawansowanej terapii leczenia ran

- Łatwy do zastosowania, czas aplikacji poniżej 10 minut<sup>1</sup>
- Umożliwia szybkie i łatwe opatrzenie rany na nierównej powierzchni skóry i w miejscach, w których założenie opatrunku jest utrudnione
- Dostępny jako gotowy produkt

## Lepsza jakość życia pacjentów<sup>1</sup>

- Niewielkie, ciche, dyskretne i lekkie urządzenie, które można łatwo ukryć pod ubraniem
- W minimalnym stopniu wpływa na aktywność, sen i funkcjonowanie społeczne
- Nie ogranicza mobilności pacjentów i w czasie terapii umożliwia im zachowanie aktywności
- Pełny opis produktu oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z produktem.



## Informacje dotyczące systemu SNAP

### Urządzenie terapeutyczne SNAP™

Nr ref.	Ciśnienie	Pojemność
SNPA125	-125 mmHg	60 ml

### Specjalistyczny zestaw opatrunkowy SNAP™

Nr ref.	Rozmiar	Opatrunek
SKTF10X10	10 cm × 10 cm	Pianka
SKTF15X15	15 cm × 15 cm	Pianka

### Mostkowy zestaw opatrunkowy SNAP™

Nr ref.	Rozmiar	Opatrunek
BKTF14X11	14 cm × 11 cm	Pianka
BKTF14X11S	14 cm × 11 cm z hydrokolooidowym krążkiem uszczelniającym SNAP™ SecurRing™	Pianka

### Hydrokolooidowy krążek uszczelniający SNAP™ SecurRing™

Nr ref.	Rozmiar
SRNG10	Średnica 5 cm

### Pasek mocujący SNAP™

Nr ref.	Rozmiar
STPAS	Krótki 46 cm
STPAM	Średni 53 cm
STPAL	Długi 61 cm

W celu realizacji zamówienia lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Acelity.

**Literatura**  
1. Armstrong DG, Marston WA, Reyzelman AM, Kirsner RS. Comparative effectiveness of mechanically and electrically powered negative pressure wound therapy devices: a multicenter randomized controlled trial. *Wound Rep Reg.* 2012; 20(3):332-341



-125 mmHg

### Urządzenie terapeutyczne SNAP™

Nr ref.	Ciśnienie	Pojemność
SNPA125	-125 mmHg	60 ml



### Mostkowy zestaw opatrunkowy SNAP™

Nr ref.	Rozmiar	Interfejs
BKTF14X11	14 cm × 11 cm	Pianka
BKTF14X11S	14 cm × 11 cm z hydrokoloidowym SNAP™ SecurRing™	Pianka



### Specjalistyczny zestaw opatrunkowy SNAP™

Nr ref.	Rozmiar	Opatrunek
SKTF10X10	10 cm × 10 cm	Pianka
SKTF15X15	15 cm × 15 cm	Pianka



### Hydrokoloidowy krążek uszczelniający SNAP™ SecurRing™

Nr ref.	Rozmiar
SRNG10	Średnica 5 cm



### Pasek mocujący SNAP™

Nr ref.	Rozmiar
STPAS	Krótki 46 cm
STPAM	Średni 53 cm
STPAL	Długi 61cm

W celu realizacji zamówienia lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Acelity.

**SMART DLA PERSONELU MEDYCZNEGO    SMART DLA PACJENTÓW    SMART DLA PLACÓWEK**

**UWAGA:** Do produktów i terapii KCI mają zastosowanie szczególne wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności i informacje o bezpieczeństwie. Przed użyciem prosimy skonsultować się z lekarzem i zapoznać z instrukcją. Niniejsza wersja jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników służby zdrowia.

©2016 KCI Licensing, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie wymienione tu znaki towarowe są własnością KCI Licensing, Inc., ich spółek stowarzyszonych oraz/lub licencjodawców. DSL#16-0349.PL (Rev. 9/16)



Aspironix Polska Sp. z o.o.  
31-324 Kraków, ul. Różyckiego 3  
tel: +48 12 357 60 67, fax: +48 12 265 02 41  
infopolska@aspironix.com, htt: www.aspironix.com